

FICHE PRODUIT

Table d'opération électrique, Modèle ET700

Référence : SOC-ET700

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table d'opération électrique, Modèle ET700

En référence aux avantages des produits congénère de l'étranger, la **table d'opération électrique, Modèle ET700** peut répondre aux exigences de différentes positions sur son fonctionnement.

Cette table d'opération est idéal pour **multiple chirurgie générale** tels que l'**ORL, l'orthopédie, l'urologie**, les opérations de **l'abdomen et de gynécologie**, etc.

Elle dispose d'une batterie 24V qui permet de répondre aux exigences d'exploitation pendant une semaine, et d'assurer un travail de la table sous tension sûre.

L'électro motion facilite l'ajustement de différentes positions, un repositionnement intellectualisé de la table permet un retour rapide à la position horizontale.

Télécommande avec verrou automatique en cas de mauvaise manipulation.

Une élévation à grande échelle facilite l'examen fluoroscopique de Bras-C.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Avec dossier intégré, il est approprié pour l'opération des reins.

Barre de traction en option pour l'orthopédie et le repose tête pour la chirurgie Aural, permet d'étendre les fonctions de la table.

La couverture est entièrement en acier inoxydable de type #304, l'organe de base est en aluminium coulé, l'anti-rouille et la corrosion. Le dessus de table utilise du phénol aldéhyde pour carte de photographie, qui est approprié pour les rayons X.

Les éléments clés tels que la pompe électrique et l'électrovanne utilise des produits importés de Taiwan.

Caractéristiques de la table d'opération électrique, Modèle ET700 :

- Système hydro-électrique ;
- Double système de commande ;
- Fonction de repositionnement ;
- Application Bras-C ;
- Application au rayon X ;
- Certifications : CE, ISO 13485 □ ISO9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 1960 x 500 mm ;
- Hauteur réglable : 1100/690 mm ;
- Trendelenburg : 30° ;
- Anti-Trendelenburg : 30° ;
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 20°/20° ;
- Repose tête (haut/bas) : 40°/90° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 90°/40° ;
- Plaque de pied (haut/bas/vers l'extérieur) : 15°/90°/90° ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dossier (vers le haut) : 120 mm ;
- Longitude coulissante : 350 mm ;
- Capacité de chargement : 250 kg ;
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW ;
- Matelas : mousse viscoélastique ;
- Garantie : 2 ans.

Accessoires standards :

- Ecran d'anesthésie ;
- Support d'épaule ;
- Support de bras ;
- Support du corps ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Panneau de base ;
- 8 pinces de fixation ;
- Longue pince de fixation ;
- Manivelle pour dossier ;
- Télécommande à main ;
- Carte pour radiographie ;
- Matelas ;
- Line d'alimentation ;
- Huile hydraulique de type #32 ;
- Fusible de rechange ;
- Mode d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/6814-table-d-operation-electrique-modele-et700.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com