

FICHE PRODUIT



Table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET400A

Référence : SOC-ET400A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET400A

- Système à moteur électrique ;
- Sécurité et stabilité ;
- Confortable à utiliser ;
- Conception ergonomique ;
- Télécommande ;
- Certifications : CE, ISO 13485, ISO9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 1800 x 540 mm ;
- Hauteur réglable : 950/680 mm ;
- Trendelenburg : 17° ;
- Anti-Trendelenburg : 14° ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Panneau arrière (haut/bas) : 60° / 10° ;
- Capacité de chargement : 150 kg ;
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW ;
- Matelas : mousse de PU ;
- Garantie : 2 ans.

Accessoires standards :

- Poignée de maintien ;
- Support de bras ;
- Etrier appui-pied ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Plaque de jambe ;
- Bassin à déchets ;
- Cadre pour bassin à déchets ;
- Pince de fixation ;
- Télécommande à main ;
- Matelas ;
- Line d'alimentation ;
- Fusible de rechange ;
- Mode d'emploi.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/6816-table-d-operation-gynecologique-electrique-modele-et400a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com