

FICHE PRODUIT

Table d'opération électrique, Modèle ET300

Référence : SOC-ET300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table d'opération électrique, Modèle ET300

La **table d'opération électrique, modèle ET300** est un modèle de table d'opération automatique avancé qui peut satisfaire divers exigences en salle d'opération. Le dessus de table est à rayons X.

Elle est adaptée à une télécommande micro tactile, qui permet d'ajuster les mouvements de la table. Réglage flexible du panneau de tête, du panneau arrière et de la plaque de siège.

Le matelas de la table est en PU, avec une bonne performance sur la stabilité thermique, anticorrosion et facile à nettoyer.

Automatisation élevé, fonctionne à faible bruit, fiabilité élevée.

Cette table d'opération est idéal pour **multiple chirurgie générale** : l'**ORL**, l'**orthopédie**, l'**urologie**, les opérations de l'**abdomen et de gynécologie**, etc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de la table d'opération électrique, Modèle ET300 :

- Système hydro-électrique ;
- Flexible et précis ;
- Design ergonomique ;
- Facile à utiliser ;
- Application au rayon X ;
- Certifications : CE, ISO 13485 □ ISO9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 2000 x 480 mm ;
- Hauteur réglable : 990/690 mm ;
- Trendelenburg : 15° ;
- Anti-Trendelenburg : 22° ;
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 15°/15° ;
- Repose tête (haut/bas) : 45°/90° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 75°/20° ;
- Plaque de pied (bas / vers l'extérieur) : 80°/90° ;
- Dossier (vers le haut) : 100 mm ;
- Capacité de chargement : 200 kg ;
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW ;
- Matelas : mousse en PU ;
- Garantie : 2 ans.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires standards :

- Ecran d'anesthésie ;
- Support d'épaule ;
- Support de bras ;
- Support du corps ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Panneau de base ;
- 8 pinces de fixation ;
- Longue pince de fixation ;
- Manivelle pour dossier ;
- Télécommande à main ;
- Carte pour radiographie ;
- Matelas ;
- Line d'alimentation ;
- Fusible de rechange ;
- Mode d'emploi.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/6819-table-d-operation-electrique-modele-et300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com