

FICHE PRODUIT

Table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle MT600

Référence : SOC-MT600

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La table d'opération hydraulique / mécanique, modèle MT600 est idéale pour multiple chirurgie générale tels que l'orthopédie, l'ORL, la chirurgie d'urologie, de la poitrine, des reins, du cholecyst, l'opération de l'abdomen et de gynécologie, etc.

Caractéristiques de la table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle MT600 :

- Système mécanique / hydraulique ;
- Matières importées ;
- Facile à déplacer ;
- Facile à utiliser ;
- Compatible au rayon X ;
- Certifications : CE, ISO 13485 □ ISO9001 etc.

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions : 2000 x 500 mm ;
- Hauteur réglable : 970/670 mm ;
- Trendelenburg : 30° ;
- Anti-Trendelenburg : 25° ;
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 20°/20° ;
- Repose tête (haut/bas) : 60°/75° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 70°/30° ;
- Plaque de pied (bas / vers l'extérieur) : 15°/90°/90° ;
- Dossier (vers le haut) : 120 mm ;
- Capacité de chargement : 180 kg ;
- Matelas : mousse viscoélastique ;
- Garantie : 2 ans.

Accessoires standards :

- Ecran d'anesthésie ;
- Support d'épaule ;
- Support de bras ;
- Support du corps ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Panneau de base ;
- 8 pinces de fixation ;
- Longue pince de fixation ;
- Manivelle pour dossier ;
- Carte pour radiographie ;
- Matelas ;
- 1 bouteille d'huile hydraulique de type #46 ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mode d'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/6822-table-d-operation-hydraulique-mecanique-modele-mt600.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com