

**FICHE PRODUIT**

## Table d'opération mécanique / hydraulique, Modèle MT300A

Référence : SOC-MT300A

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

## Description du produit

La table d'opération hydraulique / mécanique, modèle MT300A est idéale pour multiple chirurgie générale tels que l'orthopédie, l'ORL, la chirurgie d'urologie, de la poitrine, des reins, du cholecyst, l'opération de l'abdomen et de gynécologie, etc.

L'élévateur hydraulique à pédale actionne les mouvements de tête.

La couverture de base et de la colonne sont fabriquée en acier inoxydable de type #304.

### Caractéristiques de la table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle MT300A :

- Système mécanique / hydraulique ;
- Flexibilité et précision ;
- Design ergonomique ;
- Facile à utiliser ;
- Rentable ;
- Certifications : CE, ISO 13485 □ ISO9001 etc.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

---

**Spécifications techniques de la table d'opération hydraulique / mécanique, Modèle MT300A :**

- Dimensions : 2080 x 480 mm ;
- Hauteur réglable : 1030/790 mm ;
- Trendelenburg : 25° ;
- Anti-Trendelenburg : 25° ;
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 18°/18° ;
- Repose tête (haut/bas) : 45°/90° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 90°/10° ;
- Plaque de pied (bas / vers l'extérieur) : 90°/0° ;
- Dossier (vers le haut): 120 mm ;
- Capacité de chargement : 173 kg ;
- Matelas : mousse ordinaire ;
- Garantie : 2 ans.

**Accessoires standards :**

- Ecran d'anesthésie ;
- Support d'épaule ;
- Support de bras ;
- Support du corps ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Panneau de base ;
- 8 pinces de fixation ;
- Longue pince de fixation ;

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Matelas ;
- 1 bouteille d'huile hydraulique de type #46 ;
- Mode d'emploi.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/6826-table-d-operation-mecanique-hydraulique-modele-mt300a.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)