

FICHE PRODUIT



Lampe halogène pour Mindray BS200 BS300 BS400

Référence : SOC-234004615

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Modèle : L9389 12V50W
- Lampe halogène pour analyseur Mindray et Gilway Modèle : L9389 12V50W

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-lampes-d-operations/6829-lampe-halogene-pour-mindray-bs200-bs300-bs400.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com