

FICHE PRODUIT



Protection sonde PROTEX non lubrifié, Boîte de 144

Référence : SOC-FU35015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Protèges sondes non lubrifiés en latex non stérile.
- Protection pour sonde endocavitaire en latex sans réservoir.
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 144.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/6831-protection-sonde-protex-non-lubrifie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com