

FICHE PRODUIT

Protection sonde SOFT latex lubrifié.

Référence : SOC-FU35012

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du protège sonde:

- Longueur moyenne : 195 mm ;
- Diamètre moyen : 33 mm ;
- Epaisseur moyenne : 0,07 mm ;

Instructions :

- Ouvrir en déchirant l'emballage ;
- Ne pas utiliser de ciseaux ou d'objet coupant ;
- Ajuster le protège-instrument sur la sonde et dérouler soigneusement ;
- A USAGE UNIQUE.
- Jeter après utilisation A stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Emballage :

- Sous foil individuel carré : 55 x 55 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Boîte x 144 unités
- Marquage CE : Conforme à l'annexe XII de la Directive Européenne 93/42/EEC

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/6834-protection-sonde-soft-latex-lubrifie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com