

FICHE PRODUIT



Protège sonde, Modèle PARKER ECLIPSE®, Boîte de 100

Référence : SOC-FU0016

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du protège sonde PARKER ECLIPSE :

- Protège sonde "sans latex" pré-gélifiée.
- Dimension : 64mm/44mm x 241mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/6835-protège-sonde-modele-parker-eclipser.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com