

FICHE PRODUIT



Masque pour insufflateurs en silicone T0 Nourrisson

Référence : SOC-248060

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques du Masque pour insufflateurs en silicone T0 Nourrisson :

- Réalisés en silicone.
- Autoclavable à 134°C.
- Diamètre : 15 mm.
- Epouse facilement le visage du patient.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/insufflateurs-masque-d-insufflation/6840-masque-pour-insufflateurs-en-silicone-t0-nourrisson.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com