

FICHE PRODUIT



Boîte inox perforée Dessus/Dessous, Dim. 400 x 200 x 90 mm

Référence : SOC-HOAI40209

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La boîte inox perforée dessus / dessous permet la stérilisation ou le stockage des instruments dans une boîte inox perforée.

Précaution d'emploi : Vérifiez avant utilisation si le couvercle se positionne bien sur la boîte.

Poids : 0.40 kg.

Dimensions (L x l x h) : 400 x 200 x 90 mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boite-rectangulaire/6845-boite-inox-perforee-dessus-dessous-dim-40-x-20-x-9-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com