

FICHE PRODUIT



Pèse personne adulte, Modèle ZT-150A H03.02003

Référence : SOC-EVM-ZT150A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Paramètres techniques du pèse personne adulte, Modèle ZT-150A H03.02003:

- Poids maximal : 150 Kg
- Valeur minimale par division (pas) : 0,5 Kg
- Intervalle alumineux à mesurer : 80 – 120 cm
- Valeur minimale de la hauteur par division: 0.5cm
- Plate-forme de charge (L × W): 375 × 275 mm
- Mesures (L×W×H): 695 × 286 × 930 mm
- Poids net : 15 Kg, Poids brut : 17 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/6848-pese-personne-adulte-modele-zt-150a-h03-02003.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com