

FICHE PRODUIT



Tensiomètre anéroïde, Modèle sur trépied RIESTER BIG BEN 146

Référence : RIE-1466

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES

- Cadran généreux (Ø 147,2 mm ou 145,5 mm)
- Graduation dont le bon effet de contraste assure une lisibilité optimale
- Echelle graduée jusqu'à 300 mm Hg
- Corbeille spacieuse au dos de l'appareil pour les tuyaux et le manchon
- Poire en latex pour le gonflage du manchon
- Soupape de purge inusable et réglable avec précision
- Micro-filtre de protection de la soupape de purge et du système de mesure
- Membrane très résistante au vieillissement, en cuivre-béryllium spécialement durci et supportant une pression de 600 mm Hg au maximum
- Ouvrage de précision monté sur une entretoise spéciale, pour garantir la stabilité absolue du système de mesure et du point zéro
- Aucune détermination du point zéro
- Tolérance d'erreur maximale : +/- 3 mm Hg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/685-tensiometre-anoirde-modele-sur-trepied-riester-big-ben-146.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com