

FICHE PRODUIT



Moniteur des signes vitaux SPO2, PNI, Pouls. modèle SOC-NT2CXX

Référence : SOC-NT2CXX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Saturomètre, Oxymètre de pouls de table avec détermination du pouls modèle SOC-NT2CXX

Caractéristiques :

Configuration: à capteur séparé, de table, compact

Description du produit :

- Grand affichage à LED , facile à lire.
- Durable, compact et léger.
- Batterie interne longue vie rechargeable pour la surveillance ininterrompue
- Lectures, précise et fiable même en cas de mouvements
- Alarmes Audible / Visuelle à trois niveaux avec la commande de volume d'alarme
- 72 heures de données de mémoire permettant la visualisation sur l'écran de SpO2 et de pouls.
- Convenable pour l'adulte, pédiatrique et le nouveau-né

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques du produit :	
◆ Intervalle de mesure de la performance:	◆ Instrument électrique:
SpO2: 0%~100%	Exigences d'alimentation : 100~240VAC, 50/60Hz, 40VA
Pouls : 30bpm~250bpm	Fusible : 1.0A
◆ Précision du SpO2:	◆ Batterie:
Adultes, Pédiatriques: 70% ~ 100% ±2%	Batterie interne: 12V
0%-69% non spécifié	Capacité de la batterie: ≥ 24 heures
Néonatales: 70% ~ 100% ±3%	
0%-69% non spécifié	◆ Environnement:
◆ Précision du pouls:	Fonctionnement:
Adultes, Pédiatriques, Néonatales: ±3%	Température: 50C~400C (410F ~1040F)
	Humidité: 10%~95%
◆ Pression Non-Invasive du Sang:	Transport/Stockage:
Type de mesure: Adulte, Pédiatrique, Néonatale	Température: -200C~700C (-40F ~1580F)
Intervalle de mesure:	Humidité: 10%~95%
Adulte: Systolique 40 ~ 270mmHg	
Diastolique 20 ~ 200mmHg	◆ Caractéristiques physiques:
Moyen 30 ~ 220mmHg	Dimensions: 264mm(W) x 95mm(H) x 172mm(D)
Pédiatrique: Systolique 40 ~ 180mmHg	10.39in(W) x 3.74in(H) x 6.77in(D)
Diastolique 15 ~ 160mmHg	Poids Net: 2.25kg/5 lb
Moyen 20 ~ 170mmHg	
Néonatale: Systolique 30 ~ 140mmHg	◆ Conformité:
Diastolique 15 ~ 100mmHg	1. SpO2: ISO 9919: 2005(E)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques du produit :	
Moyen 20 ~ 115mmHg	2. Standards de sécurité:
Précision: Conforme ANSI/AAMI SP10-1992	EN 60601-1: 1990+A1: 1993+A2: 1995+A13: 1996
Résolution: 1mmHg	3. Alarme: IEC60601-1-8: 2005
Protection: surpression	4. EMC: EN 60601-1-2: 2007, Groupe 1 Class A
	5. Environnement : WEEE (2002/96/EC)
◆Alarme	
Alarmes sonores/Visuelles	◆Sortie:
Intervalles d'alarme réglable	Port série pour la sortie numérique RS-232
	Fonction d'appel infirmière
◆Température:	
Intervalle de mesure: 25 ~ 45 °C	
Précision: ± 0.2 °C	

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-de-signes-vitaux/6851-saturometre-oxymetre-de-pouls-de-table-avec-determination-du-pouls.html>


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com