

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène 5 LPM

Référence : SOC-YY-7F5

Points forts

- délais : 4 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène 7F-5** est un dispositif médical conçu pour fournir un apport continu en oxygène aux patients nécessitant une oxygénothérapie régulière. Grâce à sa technologie de concentration d'oxygène, il extrait l'oxygène de l'air ambiant afin de délivrer un flux stable et de haute pureté, sans recours aux bouteilles d'oxygène.

Avec un débit allant jusqu'à 5 litres par minute, ce concentrateur d'oxygène est parfaitement adapté à un usage à domicile, en cabinet médical ou en clinique. Il se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et sa capacité à fonctionner en continu.

Performance fiable et continue

Le modèle 7F-5 assure une production d'oxygène stable avec un débit jusqu'à 5 L/min, garantissant une oxygénothérapie efficace au quotidien.

Conception robuste

Conçu pour une utilisation prolongée, ce concentrateur est équipé de composants durables, adaptés à un fonctionnement intensif.

Utilisation simple

Son interface intuitive permet une prise en main rapide, même pour les utilisateurs non

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

professionnels.

Confort d'utilisation

Son fonctionnement silencieux permet une utilisation continue, y compris pendant la nuit, sans gêne.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Usage en clinique et cabinet médical
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire quotidienne

Avantages clés

- Débit jusqu'à 5 L/min
- Haute pureté d'oxygène
- Fonctionnement continu
- Appareil robuste et durable
- Facile à utiliser

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène 7F-5 est une solution fiable pour une oxygénothérapie efficace et durable.

Caractéristiques du Concentrateur d'oxygène, Modèle 7F-5

1. Temps de fonction cumulable;
2. Une pression excessive sur la vanne de sécurité permet d'avoir une assurance de sécurité.
3. Installer la fonction d'avertissement de coupure de courant.
4. Fonction d'alarme pour haute pression et basse pression.
5. □7F-5 Double flux) Design à dérivation, deux utilisateurs à la fois, sont fournis en oxygène.
6. □7F-5W avec fonction nébuliseur) Offre une fonction atomisation, taux de nébulisation maximale $\geq 0.2 \text{ mL/min}$
7. □7F-5 avec contrôleur de cordon) Le concentrateur d'oxygène et un dispositif d'apport en oxygène peuvent être séparés, afin de réaliser une télécommande et une utilisation à distance.

Spécification techniques du 7F-5

- Alimentation □□220V±22V □50Hz±1Hz
- Dimensions □445×372×680mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Débit d'oxygène ≥ 15 L/min
- Concentration en oxygène $\geq 90\%$
- Poids ≤ 28 kg
- Puissance d'entrée ≤ 500 VA
- Pression de sortie ≤ 30 kPa
- Bruit de fonctionnement ≤ 60 dB(A)

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/6852-concentrateur-d-oxygene-modele-7f-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	4 semaines
délais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com