

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène, 5 LMP Modèle MINI

Référence : SOC-YY-7F5MINI

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène 7F-5 Mini** est un dispositif médical conçu pour fournir un apport continu en oxygène aux patients nécessitant une oxygénothérapie légère à modérée. Grâce à son format compact et à sa technologie performante, il constitue une solution idéale pour un usage à domicile.

Ce modèle délivre un débit d'oxygène pouvant atteindre 5 litres par minute, tout en garantissant une haute pureté et une utilisation fiable. Il capte l'oxygène directement de l'air ambiant, éliminant le besoin de bouteilles, ce qui en fait une solution économique et sécurisée.

Format compact et pratique

Le 7F-5 Mini est conçu pour s'intégrer facilement dans un environnement domestique. Son format réduit permet un encombrement minimal.

Performance adaptée au quotidien

Avec un débit jusqu'à 5 L/min, ce concentrateur d'oxygène assure une oxygénothérapie efficace pour les besoins courants.

Utilisation simple

Son interface intuitive permet une prise en main rapide, adaptée aux particuliers comme aux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

professionnels de santé.

Confort d'utilisation

Son fonctionnement silencieux permet une utilisation prolongée, y compris pendant la nuit.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire quotidienne
- Usage médical et paramédical

Avantages clés

- Format compact (mini)
- Débit jusqu'à 5 L/min
- Haute pureté d'oxygène
- Fonctionnement silencieux
- Facile à utiliser

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène 7F-5 Mini est une solution fiable pour une oxygénothérapie simple et efficace à domicile.

Caractéristiques du Concentrateur d'oxygène, Modèle 7F-5MINI

- Concentration en oxygène: $\geq 90\%$
- Débit d'oxygène: 1~5L/min
- Pression de sortie: 0.04~0.05MPa
- Alarme d'excès de pression
- Bruit: $\leq 60\text{dB(A)}$
- Alimentation : AC220 $\pm$ 22V $\square$ 50 $\pm$ 1Hz
- Puissance d'entrée: $\leq 600\text{VA}$

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/6853-concentrateur-d-oxygene-modele-7f-5mini.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com