

FICHE PRODUIT



Oxymètre de pouls portable SpO2, Modèle NT1D

Référence : SOC-OXYMNT1D

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'oxymètre de pouls portable SpO2, Modèle NT1D :

- Ecran couleur lumineux LCD 2.4 TFT.
- SpO2 avec formes d'onde ;
- 72 heures de stockage de données de chaque patient ;
- Transmission de données sans fil par 3G / Wi-Fi.
- Approprié pour adulte, pédiatrie et néonatal.

Environnement d'utilisation :

- Services médicaux d'urgences sur le terrain ou en cours de transport.
- Centre de consultation externe ou de chirurgie ambulatoire ; zone de procédures spéciales (Ex. salle de cathétérisme cardiaque, endoscopie).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Services de médecine générale / de chirurgie.
- ICU, département d'urgence.
- En milieu hospitalier ou en laboratoire du sommeil indépendant.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/6855-oxymetre-de-pouls-portable-co2-spo2-modele-nt1d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com