

FICHE PRODUIT



Oxymètre de pouls de poche, Modèle HO-25

Référence : SOC-AR-HO25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l' Oxymètre de pouls de poche, Modèle HO-25:

- Mode de vérification de routine et mode de surveillance continue
- Graphique des données et examen de la table de tendance
- Rapport d'analyse riche
- Solution parfait Mount
- Confort d'utilisation avec écran tactile
- Carte mémoire de grande capacité pour un stockage de plus de 10.000 cas de patients
- Logiciel d'analyse avancée pour l'étude du sommeil (fournit gratuitement avec l'oxymètre)
- Synchronisé avec le logiciel du PC (Win XP et Win Vista)

Spécifications de performance:

- Affichage: écran 3.5", Couleur, TFT
- Résolution: 320x240
- Mode d'affichage: Standard, courbes, Direction d'affichage ajustable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Indicateur: Voyant d'alimentation, Alarme sonore, ton du pouls
- Interface: Une prise à deux sorties pour le raccordement des capteurs de SpO2 et de câbles de communication
- Alimentation: 5V en courant continu (DC), <200 mA
- Batterie: Li-Polymer intégré, 2 heures de charge, 8 heures de fonctionnement continue.
- Tendence Graphique: Résolution de 1s, 5s, 10s. Temps maximum : 96 heures.
- Tendence du tableau: Résolution de 1s, 5s, 10s. Possibilité de revoir jusqu'à 2000 cas.
- Alarme: limites supérieur et inférieur réglables. Alarme sonore et visuelle à trois niveaux

Specifications techniques:

- Sécurité
- Respecte les exigences des séries IEC60601
- Type de protection: Classe II avec alimentation électrique interne
- Degré de protection: BF
- Dimensions: 92(L) x 82(H) x 22(l) mm
- Poids: 136g (avec batterie)

Environnement de fonctionnement:

- Température: 0°C~ +40°C
- Humidité: 15% ~ 95%

Environnement de stockage:

- Température: -20°C~ +60°C
- Humidité: 10% ~ 95%
- Patients cibles : Néonatalogie, Pédiatrique et Adulte

SPO2:

- Intervalle de mesure: 0 ~ 100%
- Résolution: 1%
- Précision: $\pm 2\%$ (70%~100%, Adulte/Pédiatrique) $\pm 3\%$ (70%~100%, Néonatalogie) 0% ~ 69% non

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

spécifié

- Intervalle alarme: 0% ~ 100%
- Temps de rafraîchissement: 1s

Pouls:

- Intervalle de mesure: 25 ~ 250 bpm
- Résolution: 1bpm
- Précision: $\pm$ bpm
- Intervalle alarme: 25 ~ 250 bpm
- Temps de rafraîchissement: 1s

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/6856-oxymetre-de-pouls-de-poche-modele-ho-25.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com