

FICHE PRODUIT

Compteur de CD4, Lymphocytes T modèle FACSCount

Référence : SOC-BDFACSC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

DESCRIPTION

Le Système BD FACSCount™ est un système complet dédié pour mesurer automatiquement la valeur absolue et le pourcentage de lymphocytes T CD4.

Ces numérations sont utilisées pour suivre le statut immunitaire des personnes infectées par le VIH.

Le Système BD FACSCount™, autonome et compact, utilise du sang total éliminant ainsi les étapes de lyse et de lavage.

Un logiciel expert exclusif identifie automatiquement les populations lymphocytaires d'intérêt.

Simple d'utilisation, fiable, le Système BD FACSCount est conçu pour tirer partie de la puissance et des avantages de la cytométrie en flux.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/6857-compteur-automatique-de-globule-bd-facscounttm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com