

FICHE PRODUIT

Appareil d'hématologie, Modèle ABX Micros ES60

Référence : SOC-MICROSES60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cet appareil est un perfectionnement de l'ABX Micros 60 établissant de nouvelles normes en matière de diagnostic hématologique. Doté de la technologie ABX Micros éprouvée, cet analyseur 3-DIFF vous offre une qualité des plus élevées.

Caractéristiques et avantages de l'appareil d'hématologie, Modèle ABX Micros ES60:

- CBC + 3 DIFF (18 paramètres).
- Gestion des données, des réactifs et du contrôle qualité entièrement intégrée avec un écran tactile couleur.
- Lecteur de code-barres intégré (version CT).
- Version pack unique pour les réactifs (brevet Horiba ABX).
- Disponible en version Open Tube ou Closed Tube.
- Idéal pour les microéchantillons - nécessite seulement 10 µl de sang total EDTA pour une analyse 3-DIFF.
- 60 échantillons à l'heure (version OT).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/6859-appareil-d-hematologie-modele-abx-micros-es60.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com