

FICHE PRODUIT

Fixateur cytologique en spray 150 ml

Référence : RER-3614150100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Le **fixateur cytologique en spray de 150 ml** est un produit essentiel pour garantir une **fixation rapide et stable** des frottis réalisés en laboratoire ou en cabinet médical. Formulé pour éviter toute dégradation cellulaire, il assure la conservation fidèle des structures morphologiques avant l'étape de coloration.

Sa pulvérisation fine crée un **film protecteur transparent** qui immobilise instantanément les cellules, empêche leur dessèchement et limite l'apparition d'artéfacts. Ce fixateur est compatible avec la plupart des protocoles cytologiques et les colorations de routine en hématologie et microbiologie.

Points forts

- Contenance : 150 ml en spray
- Fixation immédiate des prélèvements sur lame
- Préserve la morphologie cellulaire et les détails nucléaires
- Diffusion régulière pour une fixation homogène
- Compatible avec de nombreuses colorations cytologiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Indispensable pour analyses fiables et reproductibles

Indications

- Frottis gynécologiques
- Cytologie ORL, respiratoire et cutanée
- Lames hématologiques
- Prélèvements de routine en laboratoire
- Préparation des lames avant coloration ou archivage

Mode d'emploi

1. Préparer le frottis sur une lame propre et sèche.
2. Pulvériser le fixateur uniformément à 25–30 cm.
3. Laisser sécher brièvement.
4. Colorer selon le protocole du laboratoire.

Grâce à son efficacité et sa simplicité d'utilisation, ce fixateur en aérosol garantit des **résultats cytologiques précis et une reproductibilité optimale**.

Conditionnement : 1 flacon de 150ml

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-cytologiques/686-vaporisateur-100-ml-sans-gaz-propulseur-reactifs-ral.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com