

FICHE PRODUIT

Appareil d'hématologie, Modèle ABX Micros 60

Référence : SOC-MICROS60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Analyseur 3-DIFF parfaitement éprouvé, idéal pour les cabinets médicaux, les laboratoires d'urgence, mais aussi comme solution de backup. Le Micros 60 est disponible en version Open Tube ou Closed Tube.

Caractéristiques et avantages de l'appareil d'hématologie, Modèle ABX Micros 60:

- Hématologie sur 10 µl de sang total EDTA seulement (également sur sang capillaire).
- Silencieux car sans compresseur.
- Version pack unique: tous les réactifs et réservoirs à déchets sont intégrés dans un pack sur le côté de l'analyseur.

Echantillons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

60 tests/heure (pour Micros tube ouvert)

Paramètres (16 + 2)	Tube ouvert ou fermé GR, GB, PLA, HB, HT, VGM, CCMH, TCMH, THT, VMP, IDP, IDR, LYM, MON, GRA (% et #)
Courbes	PLA, GR, GB
Volume	mode CBC : 10 µL
Stability	24 heures (CBC)
Mode opératoire	4 position en mode tube ouvert (QC, 125 or 500 µL, 3 or 5 mL)
Identification	Alphanumérique. Lecteur code à barres (en option)
Alarmes	Alarmes d'erreurs de comptage. Limites de normalité programmable. Alarmes pathologiques (GB, GR, PLA)

Poids	16 kg
Alimentation électrique	de 100 V à 240 V (+/-10%) - de 50 Hz à 60 Hz - Consommation Maximum 110 VA
Dimensions	443 x 36 x 36 cm (HxLxP)
Cadence	TO: 60 tests/heure - TF : 50 tests/heure
Conditions d'humidité et de température	Température ambiante : 16 - 30 °C Humidité relative maximale de 85 % pour une température allant jusqu'à 30 °C
Software	Ecran LCD 8.4" 256 000 couleurs, résolution 640 x 480 pixels Carte pour écran LCD Ecran tactile Carte mémoire : 512 Mo Imprimante thermique 58 mm avec chargement rapide du papier Système d'exploitation Linux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/6860-appareil-d-hematologie-modele-abx-micro-60.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com