

FICHE PRODUIT

Spectrophotomètre Secomam, Modèle PRIM Light, sans port USB

Référence : SOC-SL-LIGHT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Ce matériel de laboratoire est équipé d'un écran rétro-éclairé de 2 lignes de 16 caractères, il offre une lisibilité parfaite.

Le spectrophotomètre PRIMLIGHT, SECOMAM® possède les applications basiques en spectrophotométrie: ABSORBANCE, TRANSMITTANCE et CONCENTRATION MONO ETALON.

Avec le spectrophotomètre PRIMLIGHT, SECOMAM®, on travaille dans le domaine du visible de 330 à 900 nm avec une bande passante de 10 nm. La source lumineuse est une lampe halogène préalignée ce qui implique une maintenance simple et rapide en cas de changement de lampe et cela sans outil.

Cet appareil est livré en standard avec un porte cuve 10 mm et une boîte de 100 cuves à usage unique. Il est compatible avec les principaux logiciels EXAO de l'enseignement.

Caractéristiques techniques du spectrophotomètre PRIMLIGHT:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Bande passante :	10 nm
Dérive :	< 0.03 A/h @ 500 nm
Faisceau :	Mono
Fonctions :	Absorbance/Transmittance/Concentration
Gamme photométrique :	- 0.3 - 110 % / 0 - 200%T
Gamme spectrale :	330 - 900 nm
Gamme spectrale :	Visible
H x L x P, Poids :	180 x 280 x 220 mm, 2.5 kg
Lumière parasite :	0.5%T @340 & 400 nm
Précision :	± 1.5%
Précision :	± 2 %
Reproductibilité :	± 1 nm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/6862-spectrophotometre-modele-prim-light.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com