


FICHE PRODUIT

Lampe d'examen Welch Allyn, modèles GS IV

Référence : SOC-WELCHGSIV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La lampe d'examen Welch allyn GS IV vous fournit une luminosité 3 fois supérieure à celle d'une lampe classique et est dotée d'un bras flexible qui est deux fois plus long que les tubes conventionnels. De plus, grâce à sa tête compacte et dissimulée, elle assure une extrême précision et fournit un véritable rendu des couleurs des tissus pendant l'examen.

La lampe d'examen Welch Allyn GS IV comporte :

- Une tête compacte et dissimulée, assurant une extrême précision.
- Une lumière plus blanche, plus lumineuse que l'halogène, vous permettant de voir un véritable rendu des couleurs des tissus pendant un examen médical.
- Une consommation d'énergie réduite.
- Pas d'ampoule à remplacer.

La lampe d'examen Welch Allyn GS IV est disponible :

- Avec support mural
- Avec montage de table
- Avec support pour table d'examen Midmark 604.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-
- Avec support pour table d'examen Midmark 204.
 - Avec roues.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques des lampes	Nombre de LED	1 LED blanche
	Température de couleur	5 500 K
	Intensité lumineuse à distance de travail	20 000 lux à 40 cm (16 po.)
	Taille du point d'éclairage à distance de travail	10-25 cm (4-10 po.) à 40 cm (16po.)
Dimensions physiques	Portée support mobile	126 cm (49,61 po.)
	Portée support mural	126 cm (49,61 po.)
	Portée support plafonnier	s/o
	Plafond haut / bas	s/o
	Dispositif d'éclairage (hauteur/largeur/profondeur)	Longueur : 13,1 cm(5,16 po) Diamètre : 4 cm (1,58 po.)
	Module de commande (hauteur/largeur/profondeur)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 po.)
	Support mobile (Hauteur / Diamètre)	61 cm / 53 cm (24,02 po. / 20,87 po.)
	Poids total support pour table/mur	2,4 kg (5,30 livres)
	Poids total support mobile	5,63 kg (12,40 livres)
Electricité	Alimentation	Entrée : 100-240 V ~ 50 Hz-60Hz, 0,30 A max
	Cordon d'alimentation	N° 18 AWG, cordon trifilaire relié à la terre, 2,5 m (8') de long
	Fonctions de commande	Interrupteur marche arrêt sans contact
Données diverses	Option de montage	Support mobile, table/mur, rail.
	Type de bras	Col de cygne
	Accessoire en option	Housse de protection jetable Longueur : 129,54 cm (51 po.)
	Durée de vie	50 000 heures
	Garantie	Limitée à 5 ans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/6864-lampe-d-examen-welch-allyn-modeles-gs-iv.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com