

FICHE PRODUIT

Trousse de Laryngoscope F.O. HEINE Classic + 3 lames

Référence : SOC-RM-1210

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Trousse de Laryngoscope F.O. HEINE Classic + 3 lames

Trousse de laryngoscope à fibre optique HEINE Classic+. Technologie Fibre Optique Innovante pour une meilleure lumière.

- **Fibre optique F.O. HEINE HiLite®** 6500 micro-fibres pour une meilleure transduction lumineuse et une longévité accrue.
- **Ampoules HEINE XHL Xénon Halogène**, jusqu'à 40% de luminosité supplémentaire.
- **HEINE garantit** toutes les lames équipées avec l'ensemble de fibres HiLite **pendant 5 ans***.
- **Les lames de HEINE n'ont pas de raccord à vis**, pas de transducteur de lumière externe et pas d'ouvertures pouvant s'encrasser.
- **Les lames de HEINE contribuent à éviter les transmissions de germes.**
- Leurs formes aux lignes nettes sans recoins et sans arêtes vives permettent un nettoyage et une stérilisation faciles.
- **Les lames n'exigent pas de service d'entretien.**
- **Le grand faisceau de fibres (4,3mm Ø) est protégé à ses deux extrémités** contre toute détérioration d'ordre mécanique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **La poignée à batterie 3,5V offre une lumière encore plus blanche et plus claire** que la poignée à piles traditionnelle 2,5V.
- **Conforme aux normes ISO 7376 avec toutes les poignées** (norme verte).
- **Les lames Paed HEINE** ont été spécialement conçues pour l'intubation des nouveau-nés et des enfants.

NB: 1250 cycles standard à l'autoclave 134 °C / 18min, avec plus de 1000 lux.

La Trousse de Laryngoscope HEINE Classic+ F.O., 3 lames : Paed1, Mac 2, Mac 3 comprend :

- 1 lame Paed 1, longueur totale 95mm, largeur à l'extrémité distale 13mm
- 1 lame Mac 2, longueur totale 115mm, largeur à l'extrémité distale 13mm
- 1 lame Mac 3, longueur totale 135mm, largeur à l'extrémité distale 15mm
- 1 ampoule de rechange.
- 1 étui à fermeture éclair
- 1 poignée au choix (3 modèles possibles)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/6867-trousse-de-laryngoscope-f-o-heine-classic-3-lames.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com