

FICHE PRODUIT



Réfracto kératomètre avec réfraction subjective, Modèle KR-800S

Référence : SOC-TM-KR800S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Avantages: 5 fonctions en 1

- 1) Mesure objective de la réfraction et de la kératométrie
- 2) Test d'Acuité Visuelle de loin et de près (puissance additionnelle)
- 3) Test d'Acuité Visuelle avec puissance subjective en situation d'éblouissement
- 4) Test d'Acuité Visuelle avec puissance subjective dans différents niveaux de contraste
- 5) Test de la grille pour une détection de DMLA et autres maladies liées à la macula

Caractéristiques principales du Réfracto kératomètre avec réfraction subjective, Modèle KR-800S

- Mesures objective et subjective de près et de loin
- Tableaux AV de 0.1 à 1.2
- Evaluation de la puissance de lecture à différentes distances
- Comparaison des AV subjectives, avec lunettes et non aidées
- Evaluation de l'AV Pré et post-chirurgie de la cataracte
- Test d'éblouissement, de contraste et de la grille

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refractometre-keratometre/6868-refracto-keratometre-avec-refraction-subjective-modele-kr-800s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com