

FICHE PRODUIT

Table d'autopsie à hauteur variable, Modèle TABL998

Référence : SOC-TABL998

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la table d'autopsie à hauteur variable, Modèle TABL998 :

- Dimensions hors tout : L 2500 x P 755 x H 750/1050 mm
- Table à hauteur variable par vérin électrique (branchement sur secteur : 230 Volts intégré dans le pied central).
- Hauteur minimum : 750 mm / hauteur maximum : 1050 mm
- Qualité d'inox : 316L
- Pente du plateau pour écoulement vers le bac. Piètement central pour faciliter la circulation autour de la table.

Equipement standard :

- Douchette sur flexible de 3 m et Mitigeur eau chaude / eau froide avec commande au coude.
- Prise électrique 230 volts, résistante aux projections d'eau (IP : 65) permettant de brancher une pompe pour les soins de thanatopraxie.
- Lavage permanent par jet en V en bout de table

Equipement optionnel :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Aspiration avec filtre à charbon actif de 650 m3/H
- Lot de 3 supports de corps en inox
- Support de tête réglable en hauteur
- Lot de 4 tôles ajourées reformant un plan de travail

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/6871-table-d-autopsie-a-hauteur-variable-modele-tabl998.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com