

FICHE PRODUIT



Table d'autopsie avec pied central fixe et aspiration, Modèle TABLASPIF

Référence : SOC-TABLASPIF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques techniques de la table d'autopsie avec pied central fixe et aspiration, modèle TABLASPIF :

- Dimensions hors tout : L 2500 x P 755 x H 850 mm.
- Qualité d'inox : 316L.
- Pente du plateau pour écoulement vers le bac. Piètement central pour faciliter la circulation autour de la table.

Équipement standard :

- Douchette sur flexible de 3 m et Mitigeur eau chaude / eau froide avec commande au coude.
- Prise électrique 230 volts, résistante aux projections d'eau (IP : 65) permettant de brancher une pompe pour les soins de thanatopraxie.
- Lavage permanent par jet en V en bout de table.
- Aspiration avec filtre à charbon actif de 650 m3/H.

Équipement obligatoire :

- Lot de 4 tôles ajourées reformant un plan de travail

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Équipement optionnel :

- Table à hauteur variable par vérin électrique (branchement sur secteur : 230 Volts (intégré dans le pied central). Hauteur minimum : 750 mm / hauteur maximum : 1050 mm.
- Lot de 3 supports de corps en inox et 1 support de tête réglable en hauteur.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-autopsies/6874-table-d-autopsie-avec-pied-central-fixe-et-aspiration-modele-tablaspif.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com