

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse microhématocrite, Modèle Hettich 210, avec rotor 24 places

Référence : SOC-2104-2076

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Centrifugeuse microhématocrite, modèle Hettich 210

La sédimentation à 16 060 g est obtenue en un peu plus de 6 minutes. Un cycle de 10 minutes est dans tous les cas suffisant.

Le rotor est immobilisé par freinage. Chaque tube capillaire dispose d'une chambre individuelle et est maintenu de façon souple par le bord extérieur sur le fond d'une coupelle individuelle. Celle-ci sert à retenir les éclats de verre et le contenu du tube si le verre se brise. Elle est en outre facile à nettoyer et peut être remplacée.

Le rotor 20 places est utilisé pour les tubes capillaires destinés aux analyses de « Quantitative Buffy Coat ». Ceux-ci y sont préparés pour l'analyse consécutive à la centrifugation.

Confort d'utilisation

- Clavier à effleurement fonctionnel
 - Afficheur numérique facile à lire
 - Affichage de la progression pendant le cycle
- Facilité d'entrée des paramètres
 - RPM par incréments de 100
 - Durée en minutes, max. 99 min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Sécurité

- Système de verrouillage du couvercle
- Déverrouillage d'urgence
- Protection contre la surchauffe du moteur
- Arrêt en cas de déséquilibre
- Affichage de l'immobilisation

Caractéristiques techniques	Hettich 210	
Tension *)	208 - 240 V 1 ~	100 -127 V 1 ~
Fréquence	50 - 60 Hz	
Charge de connexion	250 VA	220 VA
Émission, immunité	EN / IEC 61326-1, classe B	FCC classe B
Capacité max.	24/20 capillaires	
RPM max. (vitesse)	13.000 min-1	
ACR max.	16.060	
Dimensions (h x l x p)	247 x 275 x 330 mm	
Poids	env. 10 kg	

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/6876-centrifugeuse-microhematocrite-modele-hettich-210.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com