

FICHE PRODUIT



Echographe numérique, modèle EMP-2800

Référence : SOC-EMP2800

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'échographe numérique, modèle EMP-2800 :

Haute capacité :

- Image puissante et système de gestion de fichier ;
- Disque dure intégré : Mini.250GB ;
- Une centaines de Cineloop ;
- 16 cadres de capture instantanée.

Technologie numérique complet :

- Imagerie à spécificité tissulaire ;
- Imagerie harmonique des tissus ;
- Formation de faisceau numérique ;
- Dynamique ouverture de réception ;
- Dynamique balayage de fréquence ;
- Focalisation dynamique du récepteur ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dynamique filtrage en temps réel.

Ergonomie remarquable :

- Moniteur LCD 15 pouces à haute résolution ;
- Panneau de configuration intuitif ;
- Interface d'opération conviviale ;
- 4 roues pivotantes avec une fonction de verrouillage
- Rétro-éclairage du clavier ;
- 3 transmetteurs de connexion.

Connectivité sans faille :

- DICOM 3.0 ;
- Ports USB ;
- CD / DVD-RW.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/6878-echographe-numerique-modele-emp-2800.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com