

FICHE PRODUIT



Echographe numérique, modèle EMP-2900Plus

Référence : SOC-EMP2900Plus

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'échographe numérique, modèle EMP-2900Plus :

Haute capacité :

- Système d'exploitation sur PC ;
- Puissant système d'image et de gestion des fichiers ;
- Disque dur intégré : Mini.250GB ;
- Une centaines de Cineloop ;
- 16 cadres de capture instantanée.

Technologie numérique complet :

- Imagerie à spécificité tissulaire ;
- Imagerie harmonique des tissus ;
- Formation de faisceau numérique ;
- Dynamique ouverture de réception ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dynamique balayage de fréquence ;
- Focalisation dynamique du récepteur ;
- Dynamique filtrage en temps réel.

Ergonomie remarquable :

- Moniteur LCD 15 pouces à haute résolution ;
- Panneau de configuration intuitif ;
- Interface d'opération conviviale ;
- 4 roues pivotantes avec une fonction de verrouillage
- Rétro-éclairage du clavier ;
- 3 transmetteurs de connexion ;
- Compatible aux transducteurs convexes, linéaires, réseau phasé, micro convexe, TVS et au Volume 4D.

Connectivité sans faille :

- DICOM 3.0 ;
- Ports USB ;
- CD / DVD-RW.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-en-noir-et-blanc-avec-chariot/6879-echographe-numerique-modele-emp-2900plus.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com