


FICHE PRODUIT



Lames avec revêtement teflon rouge, Ø puits: 5 mm

Référence : SOC-LI18P5TE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames avec revêtement TEFLON ROUGE, Ø puits 5 mm :

- * Nombre de puits : 3 x 6 puits;
- * Revêtement inaltérable en téflon;
- * Résistance aux solvants (alcool, toluène, acétone);
- * Condition minimum de vente: boîte 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lame-av-revetement-teflon-rouge/688-lames-avec-revetement-teflon-rouge-a-puits-5mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com