

**FICHE PRODUIT**

## Agitateur magnétique chauffant classique WITEG

Référence : SOC-HP-20D

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

#### Agitateur magnétique chauffant classique WITEG Premium Hotplate digital, modèle HP-20D.

Les mini agitateurs chauffants constituent des unités robustes et compactes à même de chauffer et d'agiter jusqu'à 1 000 ml d'eau. Ces agitateurs conviennent parfaitement pour les laboratoires scolaires et autres environnements de laboratoire caractérisés par un besoin en agitation constante. Les modèles se présentent comme suit : plaques chauffantes, agitateurs, agitateurs chauffants, plaques chauffantes à température fixe et agitateurs automatiques. Tous les modèles comportent un plateau supérieur en céramique de 10,2 x 10,2 cm et un boîtier froid au toucher faciles à nettoyer.

Caractéristiques techniques: Agitateur magnétique chauffant

- Avec plaque en céramique 180 x 180 mm.
- Temp. Portée : max. 380 ° C ;

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Puissance de chauffage : 600 W ;
- Avec contrôleur numérique ;
- Minuterie : 99 heures / 59 min ;
- Dimension : 206 x 307 x 99 mm ;
- Poids : 5,0 KG ;
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz

**Fourni avec :**

- Capteur de température de contact direct SS200, PT100
- Barre support RD200, acier inox, 450 x 12 mm
- Support et pince CL220, pour temp. capteur numéro de série. 0402973136J002

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/6883-agitateur-magnetique-chauffant-classique-witeg.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)