

FICHE PRODUIT



Appareil pour ECG 3 canaux, avec écran couleur

Référence : SOC-C03B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Appareil pour ECG 3 canaux, avec écran couleur

Spécifications techniques :

- Conducteur : 12 conducteurs standard
- Saisie du conducteur : 12bit/1000Hz (12 conducteurs synchronisés)
- Mode de fonctionnement : Manuel, automatique, analytique
- Filtre : Filtre AC 50Hz/60Hz ; Filtre EMG 25Hz/45Hz.
- CMMR : $\geq 100\text{dB}$ (avec le filtre AC)
- Circuit d'entrée : Flottement ; circuit de protection contre l'effet du défibrillateur.
- Impédance d'entrée : $\geq 50\text{M}\Omega$
- Courant du circuit d'entrée : $\leq 0.05\mu\text{A}$
- Fuite de courant du patient : $< 10\mu\text{A}$
- Tension de calibrage : $1\text{mV} \pm 2\%$
- Tolérance de tension : $\geq \pm 500\text{mV}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La constante de temps : $\geq 3.2s$
- Fréquence de réponse : 0.05 $\square$ 160Hz (-3db)
- Niveau du bruit : $< 15\mu Vp-p$
- Interférence entre les canaux : $\leq 0.5mm$
- Sensibilité : 5, 10, 20, 40, Auto (mm/mV)
- Mode d'enregistrement : le mode manuel par défaut est le format 3ch ; le mode Auto par défaut est le format 3ch+
- Vitesse d'alimentation du papier : 6.25, 12.5, 25, 50mm/s $\square \pm 3\%$
- Papier : Rouleau de papier de 80mm x 20m.
- Communication : RS232 / port USB
- Alimentation électrique : AC 110-230V ($\pm 10\%$), 50/60Hz $\square \pm 1Hz$, 60VA ; batterie rechargeable intégrée DC, 14.4V (2000mAh)
- Dimensions : 300mm x 230mm
- Poids : 2.8 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6888-appareil-pour-ecg-3-canaux.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com