

**FICHE PRODUIT**



## Spatule d'AYRES en bois standard

Référence : CEL-SAB

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Spatule d'AYRES en bois, modèle standard pour des prélèvements au niveau de l'exocol. \* Longueur: 178 mm. \* Épaisseur: 1,6 mm. \* Conditionnement: par carton de 25 boîtes de 100 pièces. \* Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.

### Conformité et garantie



Marquage CE

#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-cytologiques/689-spatule-d-ayres-en-bois-standard.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)