

FICHE PRODUIT

Bain marie, Modèle 601

Référence : SOC-BM601

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Bain marie, Modèle 601

Le bain-marie, série 601 est idéal pour le chauffage homogène de solutions et d'échantillons. Conçu pour le travail en laboratoire de recherche, il est convient aussi bien aux applications générales qu'aux plus complexe comme par exemple les processus d'incubations, les fermentations ou encore les réactions enzymatiques.

Ce matériel de laboratoire possède une isolation thermique interne, garantissant une meilleure homogénéisation de la température et une économie d'énergie. Il peut fonctionner en continu ou sur des périodes de temps programmées. Un signal sonore retentit à la fin du cycle, afin de prévenir l'utilisateur de la fin du cycle.

Le bain-marie, série 601, est doté d'une pompe de vidange électrique (sauf modèle 3L) pour un entretien facile de l'appareil.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/6891-bain-marie-modele-601.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com