

FICHE PRODUIT

Spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau modèle JEN 6850

Référence : SOC-JEN6850

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spectrophotomètre UV/Visible à double faisceau modèle JEN 6850

Le **Spectrophotomètre** 6850, JENWAY® à **double faisceau** et **UV/Visible** est simple d'utilisation et très ergonomique grâce à son large écran graphique qui permet de l'utiliser sans PC.

Ce matériel de **laboratoire** est doté d'optique très stable et de **2 détecteurs de mesure**, un pour l'**échantillon** et l'autre pour la **référence** assurant une mesure précise. Le **spectrophotomètre** dispose de plusieurs modes de mesures : concentration, multi-longueurs d'onde (10), balayage spectral, cinétique (jusqu'à 12 h à intervalle réglable), quantification (3 longueurs d'onde jusqu'à 10 étalons) ADN et analyse des protéines.

Le **spectrophotomètre** 6850, JENWAY® dispose de trois vitesses de balayage permettant de numériser à une vitesse de 100 à 2000nm/min. Le balayage peut se faire sur des pas de 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 ou 5 nm.

Le **spectrophotomètre** 6850, JENWAY® est livré avec le logiciel Jenway Prism PC standard (compatible avec windows 2000, XP, vista et 7) , un câble USB, 2 cuves quartz, 4 cuves en verres et une housse de protection.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/6893-spectrophotometre-uv-visible-a-double-faisceau-modele-jen-6850.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com