

FICHE PRODUIT



Spatule d'AYRES en bois spécifique

Référence : CEL-SABL

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spatule d'AYRES en bois, modèle spécifique constitué: d'une extrémité standard pour les prélèvements au niveau de l'exocol, d'une extrémité allongée pour mieux pénétrer dans le canal endocervical et faciliter les prélèvements au niveau de la jonction exocol-endocol. * Longueur: 180 mm. * épaisseur: 1,6 mm. * Conditionnement: par carton de 25 boîtes de 200 pièces. * Conditionnement minimum de vente: boîte de 200 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-cytologiques/690-spatule-d-ayres-en-bois-specifique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com