

FICHE PRODUIT

Papier monitoring (Cardiotocographe), Modèle AVALON FM30 (150 x100 x 150)

Référence : SOC-PAPFM30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papier monitoring (Cardiotocographe), Modèle AVALON FM30 (150 x100 x 150)

* Conditionnement: vendu par 10.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/6903-papier-monitoring-cardiotocographe-modele-avalon-fm30-150-x100-x-150.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com