

FICHE PRODUIT

Balance de précision, Modèle BCE60

Référence : SOC- BCE601

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Balance de précision, Modèle BCE60

La balance de précision modele BCE60 etant La nouvelle gamme de balances pour laboratoire.

Design modern, ligne ergonomique et matériel de haute qualité; cette balance peut trouver emploi dans les laboratoires professionnels, les Ecoles techniques, les Universités, les Instituts de Recherche et de l'Industrie.

Spécifications techniques :

- Poids de calibration inclus.
- Fonction TARE AUTOMATIQUE sur toutes les portées.
- Ecran LCD retro-illumine.
- Fonction de mesure partielle pour un choix rapide des unités de mesure : g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, etc...
- Interface RS 232.
- Protection antichoc de toutes les parties électroniques.
- Alimentation CA 9V / 800 mA avec alimentation externe de 110-220 Vac et batterie interne

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

rechargeable.

- Température de travail : +10 + 30°C.
- Prédisposition du poids au dessus de la balance.
- Dispose d'un plateau rond pour les modèles au milligramme (0.001g).
- Dimensions : 250(L) x 150(L) x 80(H)
- Poids net : 1.5 kg
- Mode d'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/balance-de-precision/6908-balance-de-precision-modele-bce60.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com