

FICHE PRODUIT



Balance électronique Modèle FA1004B

Référence : SOC-FA1004B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la balance électronique Modèle FA1004B

Capacité : 100g

Sensibilité : 0.1mg

Diamètre du plateau: 80mm

Interface de sortie: RS232C

Dimensions: 330 x 235 x 345mm

Alimentation: Adaptateur particulier

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6913-balance-electronique-modele-fa1004b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com