

FICHE PRODUIT



Boîte de rangement en polystyrène pour 50 lames

Référence : SOC-050277

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîte de rangement en polystyrène pour 50 lames

La **Boîte de rangement en polystyrène pour 50 lames** est utile pour la présentation et le rangement de 50 lames de microscopie. Elle a un couvercle.

- Matière: Polystyrène;
- Capacité maxi (lames 26x76mm): 50;
- Dimensions LxlxH (en mm): 230x97x34;
- Couleur: Gris;
- Type de couvercle: Couvercle séparé coiffant;
- Position des lames: À l'horizontale
- Emplacements numérotés: Oui

Conditionnement minimum de vente: 1pièce

NB: 40pièces/carton

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-en-polystyrene-anti-cho/6926-boites-de-stockage-pour-50-lames-kartell.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com