

FICHE PRODUIT

Bouchon clipsable inviolable pour FP150CI

Référence : SOC-CVP107832

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchon clipsable inviolable pour FP150CI

Le **Bouchon clipsable inviolable pour FP150CI** permet d'obturer le flacon 150ml inviolable en polyéthylène blanc sans cape. Il est généralement utilisé dans les laboratoires. il est à usage unique et n'est pas stérilisé.

- Matière de la **cape**: **Polyéthylène**
- Couleur de la cape: Blanc
- Diamètre d'ouverture: 50mm

Conditionnement minimum de vente: 150pièces/carton

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fermeture-cape-inviolable/6928-bouchons-d50-clipable-inv-150-pieces.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com