

FICHE PRODUIT



Lames avec revêtement teflon bleu, Dia puits: 7 mm

Référence : SOC-LI10P7EP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames avec revêtement TEFLON Bleu, Ø puits: 7 mm

Caractéristiques :

- * Nombre de puits : 2 x 5 puits;
- * Conçues pour les travaux de routine sans solvant organique;
- * Permettent d'effectuer des analyses en milieu aqueux;
- * Condition minimum de vente: boîte 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lame-avec-revetement-teflon-ble/693-lames-avec-revetement-teflon-bleu-a-puits-7mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com