

FICHE PRODUIT

Bouteille d'oxygène médical (livrée vide), 1000 Litres d'oxygène ou 5 Litres de H2O

Référence : SOC-145384

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• Caractéristiques

- Bouteille d'oxygène médical (livrée vide) d'une capacité de 1000 Litres d'oxygène ou 5 Litres de H2O.
- Les Bouteilles sont fabriquées en Europe à partir de tuyaux en acier inoxydable de haute qualité, numérotées et avec système de traçabilité.
- Équipées avec tulipe à partir de 5 L.
- Disponibles avec différents types de valves.
- Capacité H2O en Litres : 05
- Capacité O2 en Litres : 1000
- Diamètre externe mm: 138

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 10kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/6930-bouteille-d-oxygene-hersill.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com