

FICHE PRODUIT



Chaise de prélèvement avec accoudoir ajustable

Référence : SOC-AD336

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications techniques de la chaise de prélèvement avec accoudoir ajustable

- Les cadres sont faits à partir d'une plaque en acier chromé de 25 x 1,2 mm.
- Le dessus est fait d'un MDF de 18 mm couvert par une éponge ainsi qu'un cuir non déformable.
- Les accoudoirs sont rembourrés et ajustables, ce qui permet de positionner mécaniquement la chaise à un niveau désiré.
- La partie principale de la chaise peut être fixée.
- Lors de son ajustement, la chaise peut s'arrêter à différents niveaux par un mécanisme de pompe.
- La partie arrière est divisée en deux pièces et la partie supérieure est ajustable.
- Le genou est surélevé selon le mouvement du dossier.
- La couleur est optionnelle.
- La chaise est enduite de poudre époxy.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/6954-chaise-de-prelevement-avec-accoudoir-ajustable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com