


FICHE PRODUIT



Lames porte-objets standards, rodés 90° - coins coupés

Référence : SOC-LR90DCC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames porte-objets standards, rodés 90° - coins coupés :

Versions possibles :

- * Bords coupés;
- * Bords et coins rodés 90°;
- * Bords rodés 45°, coins coupés;
- * Bords rodés 90°, coins coupés;
- * Avec marge dépolie sur 2 faces pour inscription;
- * Sans marge dépolie;

Marge : Dépolie;

Condition minimum de vente : 2 000 lames (40 boîtes de 50).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-porte-objets-standards/697-lames-porte-objets-standards-ropes-90-coins-coupes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com