

FICHE PRODUIT

Civière incurvée avec bonde, Modèle CIVI002

Référence : SOC-CIVI002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- La civière avec réserve et bonde permet de disposer les corps dans les cellules réfrigérées et sert de support sur les chariots de transport.
- Elle permet en plus d'assurer les soins lorsqu'elle est placée au dessus d'un bac de lavage-drainage et de remplacer la table d'autopsie par un simple chariot.
- La civière plate est fabriquée entièrement en inox de qualité 304L afin de répondre aux normes fixées par la réglementation.

Dimensions: L 1940 x P 600 x H 120.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/civieres/7-civiere-incurvee-avec-bonde-modele-civi002.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com