

FICHE PRODUIT



Chariot relié, Modèle YC78J

Référence : SOC-TIA-YC78J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot relié, Modèle YC78J

- Structure principale fabriquée en aluminium de haute qualité.
- Matériaux de haute résistance en alliage d'aluminium pour augmenter sa fiabilité.
- Deux civières simples facilement coulissable du haut vers le bas et vice versa.
- A fermeture automatique. C'est un équipement sûr.
- La roue de direction peut facilement être actionnée seulement par une personne.
- Commande centrale de la roue de frein pour la rendre régulière.
- Fonction et Structure provenant toutes deux du modem international.
- Satisfait aux besoins de tout les hôpitaux, empêche les infections. Ce type de civière est approprié pour les salles d'opération.
- Dimensions globales: 3 920 mm x 660 mm x 680 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/70-chariot-relie-modele-yc78j.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com