


FICHE PRODUIT



Sonde boutonée double

Référence : SOC-472314

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La **sonde bouton 2 mm 14 cm en acier inoxydable** est un instrument médical utilisé pour l'exploration des cavités, fistules, plaies ou trajets anatomiques lors des examens médicaux et interventions chirurgicales. Grâce à sa conception fine et précise, elle permet une manipulation sécurisée et efficace dans différentes spécialités médicales.

Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité, cette sonde offre une excellente résistance à la corrosion et supporte parfaitement les procédures de stérilisation répétées. Sa longueur de 14 cm assure une bonne prise en main ainsi qu'un contrôle optimal lors des manipulations.

Instrument de précision médicale

Cette sonde bouton est spécialement conçue pour :

- l'exploration des trajets fistuleux
- les examens chirurgicaux
- les soins médicaux spécialisés
- les actes de diagnostic

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Son extrémité bouton réduit les risques de traumatisme tissulaire lors de l'introduction.

Conception en acier inoxydable

L'acier inoxydable médical garantit :

- une excellente durabilité
 - une haute résistance mécanique
 - une protection contre la corrosion
 - une compatibilité avec les procédés de stérilisation
-

Ergonomie et maniabilité

Grâce à son diamètre de 2 mm et à sa longueur de 14 cm, cette sonde offre :

- une manipulation précise
 - un contrôle optimal
 - une utilisation confortable pour le praticien
-

Applications médicales

- Chirurgie générale
 - Exploration médicale
 - Soins infirmiers spécialisés
 - ORL et médecine générale
 - Examen des fistules et trajets anatomiques
-

Avantages clés

- Extrémité bouton atraumatique
- Acier inoxydable médical

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Haute précision
- Réutilisable et stérilisable
- Résistance élevée
- Utilisation polyvalente

Utilisation professionnelle

Cette sonde bouton est adaptée :

- aux hôpitaux
- aux cabinets médicaux
- aux centres chirurgicaux
- aux professionnels de santé

Elle constitue un instrument essentiel dans les plateaux techniques médicaux et chirurgicaux.

Pourquoi choisir cette sonde bouton ?

La sonde bouton 2 mm 14 cm allie précision, robustesse et sécurité d'utilisation. Sa conception atraumatique et sa fabrication en acier inoxydable en font un instrument fiable pour les examens et procédures médicales quotidiennes.

Disponible sur SOCIMED, elle répond aux exigences des professionnels de santé recherchant qualité et durabilité.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit



<https://www.socimed.com/7027-sonde-boutonnee-double.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com